

Dezember 2018

aktuell



*Haltungskorrigierende Kleidung
für Alltag und Sport*

*CEP – «intelligente» Sport-
bekleidung für jeden Athleten*

*Kniebandagen – mehr
als zirkuläre Kompression*

BÄHLER 

Haltungskorrigierende Kleidung für Alltag und Sport

Das Anodyne Posture-Shirt ist das erste, medizinisch registrierte Kleidungsstück der Schweiz, welches das Bewusstsein für eine aufrechte Haltung steigert und gleichzeitig die Muskeln stimuliert.

Aktive Hilfe für den Alltag

Die körperanliegenden T-Shirts verfügen über integrierte Neurobänder, die vom kinesiologischen Tape inspiriert sind. Diese Neurobänder üben einen stetigen Zug auf die Nacken-, Schulter- und Rückenmuskulatur aus, wodurch diese Muskeln und das damit verbundene «Muskelgedächtnis» stimuliert werden.

Wirkung:

- Unterstützung und Entlastung für Rücken, Schultern und Nacken während der Alltagsaktivitäten, der Arbeit, der Therapie und des Trainings
- Erinnerung an eine gesunde, aufrechte Körperhaltung, keine fixe Stabilisation
- Linderung von Schmerzen und Verspannungen
- Anwendbar während mehrerer Stunden, ohne den Bewegungsumfang einzuschränken





Design

Das T-Shirt ist in verschiedenen Grössen und in den Farben schwarz und weiss lieferbar. Um die T-Shirts einfacher an- und ausziehen zu können, sind diese auch in einer Version mit Reissverschluss auf der Vorderseite erhältlich.

Material

Die T-Shirts sind aus hochwertigen Materialien wie Nylon und Elastan gefertigt. Das Shirt absorbiert Schweiß und kann bis zu 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden.



Ansprechperson:
Anina Sartor
Medizinprodukteberaterin
044 266 61 61
info@baehler.com

CEP – «intelligente» Sportbekleidung für jeden Athleten

Die Ortho-Sleeves von CEP bringen mehr Stabilität in den Sportalltag und sind optimal, um Gelenke, Muskelpartien und Sehnen zu schonen und zu schützen. Dank der Kompressionswirkung wird die Durchblutung aktiviert und eine Reduktion der Schwellung bewirkt.



Knee Sleeve

Mit dem Knee Sleeve wird das Knie bei jeder Bewegung durch die optimale Passform unterstützt. Ergebnisse sind ein sicheres Bewegungsgefühl, Linderung von Beschwerden und Überlastungsvorbeugung.



Plantar Fasciitis Sleeve

Die bewährte medi compression des Plantar Fasciitis Sleeve stabilisiert das Fußgewölbe, gibt Halt und reduziert Überdehnungen. Dank integriertem Massage-Effekt wird das Wohlbefinden gefördert.



Achilles Support Socks

Die CEP Achilles Support Socks bringen mehr Stabilität und halten die Achillessehnen durch Tiefenmassage länger geschmeidig und fit. Durch diese Stabilisierung wird jeder Art der Überlastung effektiv vorgebeugt.



Achilles Support Short Socks

Mit CEP Achilles Support Short Socks werden die Achillessehnen effektiv vor frühzeitiger Ermüdung und Überlastung geschützt. SMART SILICONE Pads massieren sanft bei jeder Bewegung, durch die medi compression zirkuliert das Blut schneller.



Quad Sleeves

Die Quad Sleeves stabilisieren die Oberschenkel und sorgen für bessere Leistungen – dank der bewährten medi compression. Für maximalen Tragekomfort und Halt sorgt zudem der druckfreie Bundabschluss.



Recovery Pro Tights

Die exakt definierte medi compression der Recovery Pro Tights sorgt für beste Durchblutung am Bein, reduziert so Stauungen und bringt rasche Erholung. Top sind die Tights auch als «Drunter» im Alltag.

Ansprechperson:
Bianca Alten
 Medizinprodukteberaterin
 044 266 61 61
bianca.alten@baehler.com

Kniebandagen – mehr als zirkuläre Kompression

Knieschmerzen sind bei vielen unserer Kunden tägliche Begleiter. Sei es durch hohe Belastungen beim Sport oder bei alltäglichen Bewegungsabläufen.

Verschiedene industrielle Hersteller von Kniebandagen haben sich in den letzten Jahren vertieft mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die Resultate sind innovative Produkte, die unseren Kunden helfen, ihr Hobby oder den Alltag wieder möglichst schmerzfrei erleben zu können. Insbesondere die Zentrierung und Führung der Patella liegt im Fokus. Eine genug hohe Kraft, um die Patella im Gleitlager zu halten und trotzdem so wenig Anlage wie nötig zu geben, um die Bewegung nicht zu behindern. Diesen Anspruch müssen die Hilfsmittel erfüllen. Im Folgenden werden zwei Bandagen vorgestellt, die stellvertretend für eine reiche Fülle von Anbietern entsprechender Bandagen stehen sollen.



Genustrain P3



«P3 – das steht für «permanent patella protection» (= permanenter Kniescheibenschutz). Denn die GenuTrain P3 führt die Kniescheibe sicher bei jeder Bewegung. Die Zentrierung der Kniescheibe erfolgt über ein speziell geformtes Massagepolster mit hochreichendem Flügel und nach innen gerichteten Noppen zur schmerzlindernden Kompression des Hoffa'schen Fettkörpers (Hoffa-Pads). Ein einstellbarer Korrekturzügel trägt zum Schutz vor einem seitlichen Abdriften bei

und kann je nach Belastungssituation unterschiedlich festgezogen werden. Ein weiteres keilförmiges Massagepolster am oberen Aussenrand der Bandage bewirkt eine leichte Entspannung von Sehnen, die mit der Kniescheibe verbunden sind und minimiert so ebenfalls den Zug nach aussen. Auf diese Weise wird die Kniescheibe entlastet und in ihrer natürlichen Bewegung unterstützt. Das komprimierende Gestrück und die beiden Pelotten der Bandage üben bei Bewegung eine schmerzlindernde Massage aus. Das beschleunigt den Abbau von Schwellungen und aktiviert die gelenkstabilisierende Muskulatur.»

Indikationen:

- Patellalateralisation (Luxationstendenz)
- femoropatellares Schmerzsyndrom (Chondropathie, Chondromalazie)
- Patellaspitzensyndrom
- postoperativ, z.B. Lateral-Release-OP
- Patellahochstand
- Instabilitätsneigung
- vorderer Knieschmerz
- Runners Knee / Jumpers Knee

Patella-Rezentrierungssorthese Patella Pro



«Durch die Rezentrierung der Patella Pro wird die Kniescheibe präzise geführt, also zentriert. Dynamisch meint dabei: Zu Beginn der Beugung und Streckung, wenn die Kniescheibe noch nicht ausreichend geführt wird, übernimmt die Orthese ihre gezielte Führung. Bei der weiteren Beugung des Kniegelenks gleitet die Kniescheibe dann in die Führungsschiene des Oberschenkelknochens und die Patella Pro übt keine zusätzliche Kraft mehr aus. Die Unterstützung der Patella



Pro ist also immer nur so stark, wie es die Kniescheibe benötigt. Es findet keine Überkorrektur statt. Die Patella Pro setzt mit ihrer einzigartigen Funktionalität neue Standards in der Therapie bei dem patellofemoralem Schmerzsyndrom. Zusätzlich gibt es jetzt den Patella Pro Sportüberzug. Er verdeckt Verschlüsse und Einstellmöglichkeiten der Patella Pro und kann bei Kontaktsportarten wie z.B. Fußball, Handball oder Eishockey zusätzlich zur Orthese verwendet werden. So sind andere geschützt – ob bei Zusammenstößen mit dem Gegenspieler oder Kontakten mit dem Mitspieler.»

Indikationen:

- Patellofemorales Schmerzsyndrom
- Chondropathia Patellae
- Chondromalazia Patellae
- Retropatellararthrose
- Patellagleitbahnstörungen
- Nach Patellaluxationen/-subluxationen
- Nach Patellasehnenverletzung
- Vorderer Knieschmerz nach operativen Eingriffen im Kniegelenk (z.B. Knie-TEP, Lateral-Release-Operationen)

Alle Bandagen sind in verschiedenen Konfektionsgrößen erhältlich. Teilweise werden die Hilfsmittel auch auf Mass angefertigt.

Ansprechperson:

Bianca Alten

Medizinprodukteberaterin

044 266 61 61

bianca.alten@baehler.com

Frohe Weihnachten!

An alle Kunden, Geschäfts-Partner und Freunde unseres Hauses

Schon wieder ist ein Jahr vorüber und Weihnachten steht vor der Tür. Es ist Zeit innezuhalten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, welches mit vielen Veränderungen, Höhen und Tiefen, aber auch einigen Überraschungen wie im Fluge verging.

Das ganze Bähler-Team bedankt sich bei Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die vielen angenehmen Kontakte und die wertvollen Erfahrungen, welche wir mit Ihnen, im nun zu Ende gehenden Jahr, machen durften.

Wir alle wünschen Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches, glückliches neues Jahr.

Für das gesamte Bähler-Team

Die Geschäftsleitung



Andreas Grimm



Mark Sommerhalder



Wie jedes Jahr haben wir uns auch dieses Jahr entschieden, anstelle von Geschenken, eine Organisation mit einer Spende zu unterstützen.

Right To Play ist eine globale Organisation, welche durch die Kraft von Spiel Kinder in Entwicklungs- und Humanitären Kontexten dabei unterstützt, sich ihren Herausforderungen zu stellen. Durch spielbasierte Methoden übermitteln sie vor Ort lebenswichtiges Wissen und Kompetenzen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wohlbefinden, Geschlechtergleichheit, Kinderschutz und Frieden. 2017 erreichte Right To Play knapp 2 Millionen Kinder durch mehr als 18 000 Lehrerinnen, Lehrer und Coaches. Sie sind weltweit in 18 Ländern tätig.



Orthopädie Bähler AG

CH-8008 Zürich

Kreuzstrasse 46

Tel. 044 266 61 61

Fax 044 266 61 62

info@baehler.com

www.baehler.com

CH-8180 Bülach

Kasernenstrasse 8

Tel. 043 422 07 70

Fax 043 422 07 71

CH-8620 Wetzikon

Bahnhofstrasse 196

Tel. 044 970 18 81

Fax 044 970 18 82



SVOT Mitglied des
ASTO Schweiz. Verbandes der
Orthopädie-Techniker